

## Кресло гинекологическое кг 1

**Кресло гинекологическое кг 1** служит для гинекологического обследования женщин, выполнения мелких хирургических вмешательств и различных процедур.



Кресло гинекологическое КГ-1



Кресло гинекологическое КГ-1

### Технические данные:

длина - 1120 мм  
ширина сиденья - 500 мм  
высота по спинке - 1640 мм  
допускаемая нагрузка - 180 кг  
масса - не более 75 кг

Каркас, составляющий основу изготавливается из стальной трубы с круглым сечением с использованием нанесения экологически чистого полимерного порошкового покрытия, который устойчив к неоднократной обработке растворами для дезинфекции, применяемыми в медицинских учреждениях.

Лекгосъемные приспособления выполнены из стальной трубы с круглым сечением с нанесенным гальваническим защитным декоративным покрытием.

Мягкие элементы тазовой и спинной секций выполнены из пенополиуретана толщиной 10 мм и обтянуты кожзаменителем (винилискожей).

Подколенники кресла гинекологического кг 1 выполнены из профиля, изготовленного из стали и обтянутого гигиеничным чехлом из кожзаменителя (винилискожи) с уплотнением из пенополиуретана.

Подлокотники и подколенники фиксируются в направляющих втулках на металлокаркасе сиденья и могут регулироваться по высоте с последующим закреплением с помощью зажимов.

Сосуд для сбора жидкостей изготовлен из нержавеющей стали. Тазик закрепляется в кассету, которая располагается в тазовой секции кресла гинекологического кг 1 под основанием кресла. Несмотря на изменение угла наклона сиденья, он постоянно находится горизонтально и не препятствует посадке пациентки. По требованию заказчика, кресло гинекологическое кг 1 может быть скомплектовано тазиком со сливом или без слива.

Подножка поворотная и крепится на раме основания.

Кресло гинекологическое кг 1 комплектовано стойкой для установки кружки Эсмарха.

Основание установлено на два ролика и две опоры.

Поставка осуществляется в смонтированном виде в упаковке из гофрокартона и/или в обрешетке из дерева.

Высота сиденья над полом постоянная (фиксированная) - 900 мм.

Регулирование углов наклона производится при помощи ручного привода:

спинки от вертикальной направляющей - от 0° до 100°

сиденья от горизонтальной направляющей - от 0° до 20°

Медицинское оборудование в Красноярске



660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4

Тел. +7 (391) 286-15-52

[krasmedprom@gmail.com](mailto:krasmedprom@gmail.com), [www.gkmedprom.ru](http://www.gkmedprom.ru)