

## Матрац противопролежневый НICO-DECUBIMAT 367



Противопролежневая система, состоящая из моторного блока, обеспечивающего бесшумную работу без вибрации, и матраца, сделанного из легкомоющегося и приятного на ощупь винила. Множество ячеек позволяет создавать оптимальное давление, а уникальная система циркуляции воздуха значительно улучшает состояние кожи пациента.

Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела, и прочее.

Прибор оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами центральной нервной системы астено-невротическими синдромами, истерическими и депрессивными состояниями. Отмечается успокаивающий, релаксирующий эффекты. Возможно также применение прибора при реабилитации пациентов, получивших обширные ожоги.

Компания Hirtz разработала серию противопролежневых матрацев от самых простых и недорогих до многофункциональных программируемых систем. Все модели пользуются широким спросом, благодаря высокому немецкому качеству, простоте в эксплуатации и эргономичному дизайну. Системы не только облегчают состояние пациентов, но также снижают усилия медицинского персонала по уходу за больными.

НICO-DECUBIMAT 367 - противопролежневая система, состоящая из моторного блока, обеспечивающего бесшумную работу без вибрации, и матраца, сделанного из легкомоющегося и приятного на ощупь винила. Множество ячеек позволяет создавать оптимальное давление, а уникальная система циркуляции воздуха значительно улучшает состояние кожи пациента.

Переключением кнопки можно установить один из двух уровней давления в зависимости от веса пациента. Специальное крепление позволяет устанавливать моторный блок матраца на спинку кровати, что значительно упрощает транспортировку пациента, а также защищает прибор от повреждений.

### Матрац

Тип матраца	Масса пациента	Время экстренного спуска воздуха	Возможность замены секции	Размеры матраца	Вес матраца	Возможность замены поврежденного сегмента
Ячеистый	40-80/80-120 кг	-	-	200x80x7,5 см	2 кг	-

### Компрессорный блок

Размеры	Вес	Длительность цикла смены давления	Аварийная сигнализация низкого давления	Сменный бактериальный фильтр	Уровень шума	Крепление к кровати
160x300x120 мм	2,5 кг	6 мин.	-	-	<40 дБА	+

## Матрац противопролежневый НІСО-DECUBІМАТ 369



В отличие от других моделей, необходимый уровень давления можно устанавливать с помощью регулятора. Для обеспечения безопасности пациента на корпусе моторного блока установлена лампочка тревоги, которая загорается в случае сдутия матраца.

Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела, и прочее.

Прибор оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами центральной нервной системы астено-невротическими синдромами, истерическими и депрессивными состояниями. Отмечается успокаивающий, релаксирующий эффекты. Возможно также применение прибора при реабилитации пациентов, получивших обширные ожоги.

Компания Hirtz разработала серию противопролежневых матрацев от самых простых и недорогих до многофункциональных программируемых систем. Все модели пользуются широким спросом, благодаря высокому немецкому качеству, простоте в эксплуатации и эргономичному дизайну. Системы не только облегчают состояние пациентов, но также снижают усилия медицинского персонала по уходу за больными.

НІСО-DECUBІМАТ 369. В отличие от других моделей, необходимый уровень давления можно устанавливать с помощью регулятора. Для обеспечения безопасности пациента на корпусе моторного блока установлена лампочка тревоги, которая загорается в случае сдутия матраца.

### Матрац

Тип матраца	Масса пациента	Время экстренного спуска воздуха	Возможность замены секции	Размеры матраца	Вес матраца	Возможность замены поврежденного сегмента
Ячеистый	40-120 кг	-	-	200x80x7,5 см	2 кг	-

### Компрессорный блок

Размеры	Вес	Длительность цикла смены давления	Аварийная сигнализация низкого давления	Сменный бактериальный фильтр	Уровень шума	Крепление к кровати
160x300x120 мм	2,5 кг	6 мин.	+	-	<40 дБА	+

## Матрац противопролежневый НICO-DECUBIMAT 370



Универсальная двухкамерная противопролежневая система. Матрац состоит из отдельных бесшовных пневматических элементов, помещенных в воздухопроницаемый нейлоновый чехол. Любой из элементов может быть легко заменен.

Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела, и прочее.

Прибор оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами центральной нервной системы астено-невротическими синдромами, истерическими и депрессивными состояниями. Отмечается успокаивающий, релаксирующий эффекты. Возможно также применение прибора при реабилитации пациентов, получивших обширные ожоги.

Компания Hirtz разработала серию противопролежневых матрацев от самых простых и недорогих до многофункциональных программируемых систем.

Все модели пользуются широким спросом, благодаря высокому немецкому качеству, простоте в эксплуатации и эргономичному дизайну. Системы не только облегчают состояние пациентов, но также снижают усилия медицинского персонала по уходу за больными.

НICO-DECUBIMAT 370 - универсальная двухкамерная противопролежневая система. Матрац состоит из отдельных бесшовных пневматических элементов, помещенных в воздухопроницаемый нейлоновый чехол. Любой из элементов может быть легко заменен.

Для большего комфорта пациента 3 головные элемента матраца статичны. Прибор автоматически выбирает необходимое давление в зависимости от веса пациента. Время цикла переменного давления 10 мин.

Помимо этого предусмотрен режим экстренного сдутия матраца. При неисправностях прибора загорается лампочка тревоги.

### Матрац

Тип матраца	Масса пациента	Время экстренного спуска воздуха	Возможность замены секции	Размеры матраца	Вес матраца	Возможность замены поврежденного сегмента
Баллонный	40-160 кг	10 сек.	+	200x90x13 см	7,5 кг	+

### Компрессорный блок

Размеры	Вес	Длительность цикла смены давления	Аварийная сигнализация низкого давления	Сменный бактериальный фильтр	Уровень шума	Крепление к кровати
160x300x120 мм	2,5 кг	10 мин.	+	-	35 дБА	+

## Матрац противопролежневый НІСО-DECUBIMAT 375



Двухкамерная автоматическая противопролежневая система. Помимо режима экстренного сдутия, в приборе предусмотрен режим транспортировки, при котором после достижения заданного уровня давления прибор можно выключить, при этом давление в матрасе останется прежним. Противопролежневый матрас предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным

вынужденным неподвижным положением тела, и прочее.

Прибор оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами центральной нервной системы астено-невротическими синдромами, истерическими и депрессивными состояниями. Отмечается успокаивающий, релаксирующий эффекты. Возможно также применение прибора при реабилитации пациентов, получивших обширные ожоги.

Компания Hirtz разработала серию противопролежневых матрасов от самых простых и недорогих до многофункциональных программируемых систем. Все модели пользуются широким спросом, благодаря высокому немецкому качеству, простоте в эксплуатации и эргономичному дизайну. Системы не только облегчают состояние пациентов, но также снижают усилия медицинского персонала по уходу за больными.

НІСО-DECUBIMAT 375 - двухкамерная автоматическая противопролежневая система. Помимо режима экстренного сдутия, в приборе предусмотрен режим транспортировки, при котором после достижения заданного уровня давления прибор можно выключить, при этом давление в матрасе останется прежним.

Вся информация о выбранных параметрах отражается на дисплее. Время цикла переменного давления 6 мин. Защиту системы от загрязнения обеспечивает бактериальный фильтр, который может быть заменен в любой момент.


### Матрац

Тип матраса	Масса пациента	Время экстренного спуска воздуха	Возможность замены секции	Размеры матраса	Вес матраса	Возможность замены поврежденного сегмента
Баллонный	40-160 кг	10 сек.	+	200x90x13 см	4,7 кг	+

### Компрессорный блок

Размеры	Вес	Длительность цикла смены давления	Аварийная сигнализация низкого давления	Сменный бактериальный фильтр	Уровень шума	Крепление к кровати
400x350x150 мм	6 кг	6 мин.	+	+	30 дБА	+

## Матрац противопролежневый НІСО-DECUBІМАТ 380



Трехкамерная противопролежневая система нового поколения, обеспечивающая снижение давления до 62%. Прибор обеспечивает максимальный комфорт пациенту. Время цикла переменного давления можно программировать в диапазоне от 6 до 30 мин.

Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным

вынужденным неподвижным положением тела, и прочее.

Прибор оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами центральной нервной системы астено-невротическими синдромами, истерическими и депрессивными состояниями. Отмечается успокаивающий, релаксирующий эффекты. Возможно также применение прибора при реабилитации пациентов, получивших обширные ожоги.

Компания Hirtz разработала серию противопролежневых матрацев от самых простых и недорогих до многофункциональных программируемых систем. Все модели пользуются широким спросом, благодаря высокому немецкому качеству, простоте в эксплуатации и эргономичному дизайну. Системы не только облегчают состояние пациентов, но также снижают усилия медицинского персонала по уходу за больными.

НІСО-DECUBІМАТ 380 трехкамерная противопролежневая система нового поколения, обеспечивающая снижение давления до 62%. Прибор обеспечивает максимальный комфорт пациенту. Время цикла переменного давления можно программировать в диапазоне от 6 до 30 мин. В приборе предусмотрены все режимы, имеющиеся у предыдущих моделей. Помимо этого в данной системе существует режим блокировки клавиатуры для защиты от случайного ввода параметров.

### Матрац

Тип матраца	Масса пациента	Время экстренного спуска воздуха	Возможность замены секции	Размеры матраца	Вес матраца	Возможность замены поврежденного сегмента
Баллонный	40-160 кг	10 сек.	+	200x90x13 см	4,7 кг	+

### Компрессорный блок

Размеры	Вес	Длительность цикла смены давления	Аварийная сигнализация низкого давления	Сменный бактериальный фильтр	Уровень шума	Крепление к кровати
400x350x150 мм	6 кг	6-21 мин.	+	+	30 дБА	+



## Матрац противопролежневый НICO-DECUBIMAT 390



Трехкамерная противопролежневая система нового поколения, обеспечивающая снижение давления до 62%. Прибор обеспечивает максимальный комфорт пациенту. Время цикла переменного давления можно программировать в диапазоне от 6 до 30 мин.

Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела, и прочее.

Прибор оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами центральной нервной системы астено-невротическими синдромами, истерическими и депрессивными состояниями. Отмечается успокаивающий, релаксирующий эффекты. Возможно также применение прибора при реабилитации пациентов, получивших обширные ожоги.

Компания Hirtz разработала серию противопролежневых матрацев от самых простых и недорогих до многофункциональных программируемых систем. Все модели пользуются широким спросом, благодаря высокому немецкому качеству, простоте в эксплуатации и эргономичному дизайну. Системы не только облегчают состояние пациентов, но также снижают усилия медицинского персонала по уходу за больными.

НICO-DECUBIMAT 390 трехкамерная противопролежневая система нового поколения, обеспечивающая снижение давления до 62%. Прибор обеспечивает максимальный комфорт пациенту. Время цикла переменного давления можно программировать в диапазоне от 6 до 30 мин.

В приборе предусмотрены все режимы, имеющиеся у предыдущих моделей. Помимо этого в данной системе существует режим блокировки клавиатуры для защиты от случайного ввода параметров.

### Матрац

Тип матраца	Масса пациента	Время экстренного спуска воздуха	Возможность замены секции	Размеры матраца	Вес матраца	Возможность замены поврежденного сегмента
Баллонный	25-250 кг	10 сек.	+	200x90x21 см	9,7 кг	+

### Компрессорный блок

Размеры	Вес	Длительность цикла смены давления	Аварийная сигнализация низкого давления	Сменный бактериальный фильтр	Уровень шума	Крепление к кровати
400x350x150 мм	6 кг	6-30 мин.	+	+	33 дБА	+