

Кресло гинекологическое КГ-6-3

Кресло гинекологическое кг 6 3 используется для размещения на нем пациенток для выполнения гинекологических обследований, проведении мелких хирургических вмешательств, а также принятия различных процедур.



Кресло гинекологическое КГ-6-3

© www.dzmo.ru

Технические данные:

длина - 1380 мм
ширина сиденья - 580 мм
допускаемая нагрузка - 170 кг
масса кресла - не более 120 кг
напряжение питания - 220 В, 50 Гц
потребляемая мощность - не более 300 ВА

Дополнительная комплектация (по заказу):

подголовник
подножка
секция ножная
столлик для инъекций
штатив для вливаний

Каркас панелей кресла гинекологического кг 6-3 выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

Боковые планки-направляющие (сечение 27x7 мм) для размещения приспособлений, а также съемные приспособления изготовлены из стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием. По желанию Заказчика, могут изготавливаться из нержавеющей стали.

Подушки спинной и тазовой секций - съемные, крепятся на каркасе за счет направляющих стержней, расположенных на нижней плоскости подушки. Мягкие элементы выполнены из пенополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты винилискожей.

Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Подколенники крепятся на боковых планках-направляющих и регулируются по высоте и углу наклона с последующей

фиксацией при помощи радиальных зубчатых зажимов. Подколенники укомплектованы ремнями, фиксирующими голень.

Подлокотники регулируются по высоте и направлению, крепятся на боковых планках-направляющих при помощи зажимов.

Тазик для сбора жидкости выполнен из нержавеющей стали. Кассета для тазика подвешивается на стержнях внутри каркаса сиденья, при этом конструкция кассеты позволяет автоматически устанавливаться горизонтально при любом угле наклона сиденья. По желанию Заказчика, кресло может быть укомплектовано тазиком без слива или со сливом.

Пульт управления - ручной. По желанию Заказчика, может быть установлен ножной пульт.

Кресло комплектуется держателем для рулонов, расположенным внутри корпуса спинной секции.

Основание установлено на 6 опорах, из которых 4 регулируются.

Кресло поставляется в собранном виде.

Регулировка высоты сиденья осуществляется с помощью электромеханического привода:

нижний уровень - 680 мм
верхний уровень - 980 мм

Регулировка углов наклона осуществляется с помощью пневмомеханического привода:

сиденья - от 0° до +15°
спинки - от -15° до +70°

Медицинское оборудование в Красноярске



660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4

Тел. +7 (391) 286-15-52

krasmedprom@gmail.com, www.gkmedprom.ru