

Медицинское оборудование в Красноярске



660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4  
Тел. +7 (391) 286-15-52  
krasmedprom@gmail.com, www.gkmedprom.ru



## Аппарат для прерывания беременности Элема-Н АГ1 (ОПГ-01)

Аппарат предназначен для удаления содержимого полости матки с целью прерывания беременности методом вакуум-аспирации. Аппарат также может быть использован для любых гинекологических операций, где необходимо создание вакуума. Настольный вариант. Корпус из ABS пластика.

Диапазон регулирования вакуума, кПа \_\_\_\_\_ -0-90

Режим работы: -постоянный;

Свободный расход воздуха, л/ мин \_\_\_\_\_ 30

Объем поликарбонатной аспирационной банки, л \_\_\_\_\_ 1

Уровень звукового давления, дБ \_\_\_\_\_ 55

Время непрерывной работы, ч \_\_\_\_\_ 8

Питание от сети переменного тока, В,Гц \_\_\_\_\_ 220, 50

Комплектуется пусковой пневматической педалью

Комплектуется отсасывающим шлангом Ø 10x16 мм, длиной 2 м

Комплектуется поликарбонатной банкой для отсасывающего шланга

Снабжен поплавковой защитой от переполнения аспирационной банки

Снабжен бактериальным фильтром "Barrierbaby"

Габаритные размеры, мм \_\_\_\_\_ 350x350x400

Масса, кг \_\_\_\_\_ 6,5

Тип вакуумного насоса- мембранный, безмасляный

По дополнительной заявке может комплектоваться:

- многоразовыми аспирационными наконечниками
- гинекологическими катетерами однократного применения
- многоразовой ручкой для подключения наконечников и катетеров